

# Remin Pro



## Instructions for use



Unsere Präparate werden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt. Soweit es die Anwendung der von uns gelieferten Präparate betrifft, sind unsere wörtlichen und/oder schriftlichen Hinweise bzw. unsere Beratung nach bestem Wissen abgegeben und unverbindlich. Unsere Hinweise und/oder Beratung befreien Sie nicht davon, die von uns gelieferten Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke zu prüfen. Da die Anwendung unserer Präparate ohne unsere Kontrolle erfolgt, liegt sie ausschließlich in Ihrer eigenen Verantwortung. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Präparate entsprechend bestehender Normen sowie entsprechend des in unseren allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen festgelegten Standards.



## Mode d'emploi

**Remin Pro** est une crème à base d'eau, contenant d'hydroxyapatite et des fluorures (1.450 ppm de fluorures de sodium). **Remin Pro** est disponible aux goûts de melon, à la fraise et à la menthe. **Remin Pro** offre une protection supplémentaire pour les dents et contribue à la neutralisation des acides provenant des bactéries acidifiantes dans la plaque. En plus, **Remin Pro** contribue à la neutralisation d'autres acides en bouche.

### Indications :

- After tooth whitening
- After professional tooth cleaning
- For the prevention and control of hypersensitivities
- During orthodontic treatment

### Application:

1. Apply contents of a SingleDose blister of **Remin Pro** to the teeth with a finger or suitable instrument (toothbrush or swab) and distribute.
2. The patient should distribute the remaining **Remin Pro** in his or her mouth with the tongue. **Remin Pro** and the saliva should remain in the mouth for as long as possible (minimum of 3 minutes) for an optimal result.
3. The patient should spit out the remaining amount. Rinsing should be avoided if possible. The patient should wait at least 30 minutes after the treatment before eating or drinking.

### Also for use at home after oral hygiene.

**Storage:**  
Store **Remin Pro** in a cool, dry area protected from direct sunlight (4°C - 23°C). Do not use the material after the expiry date.

### Precautions:

1. **Remin Pro** contains parabene, fluoride and hydroxy apatite (calcium and phosphate). Do not use in cases of known allergies to any of the ingredients.
2. The application of **Remin Pro** is not recommended for patients under 6 years or for home use on children under 12 years.
3. In case of contact with the eyes, immediately flush thoroughly with plenty of water and seek medical attention.
4. Immediately discontinue treatment and seek medical attention if symptoms of angio-oedema occur that can be attributed to the ingredients of **Remin Pro**.

Our preparations have been developed for use in dentistry. As far as the application of the products delivered by us is concerned, our verbal and/or written information has been given to the best of our knowledge and without obligation. Our information and/or advice do not relieve you from examining the materials delivered by us as to their suitability for the intended purposes of application. As the application of our preparations is beyond our control, the user is fully responsible for the application. Of course, we guarantee the quality of our preparations in accordance with the existing standards and corresponding to the conditions as stipulated in our general terms of sale and delivery.



## Gebrauchsanweisung

**Remin Pro** ist eine wasserbasierende Creme, die Hydroxylapatit und Fluorid (1.450 ppm Natriumfluorid) enthält. **Remin Pro** ist in den Geschmacksrichtungen Melone, Erdbeere und Minze erhältlich. **Remin Pro** erzeugt einen Extra-Schutz für Zähne und hilft dabei Säuren von säurebildenden Bakterien im Plaque zu neutralisieren. Weiterhin unterstützt **Remin Pro** bei der Neutralisation von anderen Säuren im Mund.

### Indikationen:

- Nach dem Bleaching
- Nach der professionellen Zahnschönung
- Vorbeugung und Kontrolle von Hypersensitivitäten
- Während einerkieferorthopädischen Behandlung

### Anwendung:

1. Den Inhalt einer SingleDose **Remin Pro** mit dem Finger oder mit einem geeigneten Instrument (Zahnbürste oder Tupfer) auf die Zähne auftragen und verteilen.
2. Die übriggebliebene **Remin Pro** soll mit der Zunge im Mund verteilt werden, für ein optimales Ergebnis sollten **Remin Pro** und der Speichel möglichst lange im Mund verbleiben (mindestens 3 Minuten).
3. Reste ausspucken, dabei Spülen wenn möglich vermeiden. Der Patient soll fröhlestens 30 Minuten nach der Behandlung wieder essen oder trinken.

### Auch zur häuslichen Anwendung nach dem Zähneputzen.

**Aufbewahrung:**  
Lagerung an einem kühlen und trockenen Ort, geschützt vor direktem Sonnenlicht (4°C - 23°C). Material nach Ablauf des Mindesthaltezeitlimits nicht mehr verwenden.

### Vorsicht:

1. Enthält Parabene, Fluorid und Hydroxylapatit (Calcium und Phosphat). Bei Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe nicht anwenden.
2. Die Anwendung an Patienten unter 6 Jahren sowie die häusliche Anwendung für Kinder unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.
3. Bei Augenkontakt sofort mit fließendem Wasser spülen und medizinische Hilfe aufsuchen.
4. Bei Auftreten von Symptomen eines Angioödems, das auf Inhaltsstoffe von **Remin Pro** zurückgeführt werden könnte, ist die Behandlung sofort abzubrechen und ein Arzt aufzusuchen.



## Instrucciones de uso

**Remin Pro** es una crema de base acuosa que contiene hidroxilapatita y fluor (1.450 ppm de fluoruros de sodio). **Remin Pro** está disponible en los sabores melón, fresa y menta. **Remin Pro** produce una protección extra para los dientes y ayuda adicionalmente a neutralizar los ácidos de las bacterias en la placa dental. **Remin Pro** colabora también en la neutralización de otros ácidos en la boca.

### Indicaciones:

- Después del blanqueamiento
- Después de la limpieza dental profesional
- Prevención y control de hipersensibilidades
- Durante un tratamiento ortodóntico

### Aplicación:

1. Aplicar el contenido del SingleDose **Remin Pro** – en cantidad de una alubia – con el dedo o un instrumento apropiado (cepillo o gooteador) en los dientes y distribuir.
2. El **Remin Pro** restante debe ser distribuido con la lengua en la boca; para un resultado óptimo deberían permanecer **Remin Pro** y la saliva el mayor tiempo posible en la boca (por lo menos 3 minutos).
3. Salivar los restos; de ser posible se debería evitar un enjuague. El paciente debería comer o beber no menos de 30 minutos después del tratamiento.

**También para el uso doméstico después de limpiar los dientes.**

### Conservación:

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz directa del sol (4°C - 23°C). El material no se debe utilizar después de la fecha de caducidad.



## Precauciones:

1. Contiene parabenos, flúor e hidroxílapatita (calcio y fosfato). No usar en caso de alergia contra estos componentes.
2. No se recomienda el uso en pacientes menores a 6 años así como el uso doméstico en niños menores a 12 años.
3. En caso del contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua corriente y contactar a un médico.
4. En caso de que se presenten síntomas de un angioedema que se podría imputar a los componentes de **Remin Pro**, se debería interrumpir inmediatamente el tratamiento y contactar a un médico.

### Also per l'uso domiciliare dopo l'igiene orale.

### Conservazione:

Conservare **Remin Pro** in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce solare diretta (4°C - 23°C). Non usare il materiale dopo la data di scadenza.

### Precazioni:

1. **Remin Pro** contiene parabene, flúor e idrossiapatite (calcio e fosfato). Non usare en caso di allergie note a uno qualunque dei componenti.
2. Si consiglia l'applicazione di **Remin Pro** in pazienti al di sotto dei 6 anni o l'uso domiciliare al di sotto dei 12 anni.
3. Patients bør spytte resten ud, men skyldning med vand bør undgås hvis muligt. Patients bør vente i mindst 30 minutter med at spise og drikke.
4. Interrrompe immediatamente il trattamento e consultare un medico se compaiono sintomi di angioedema attribuibili a componenti di **Remin Pro**.

### Også til hjemmebrug efter tandborstning.

### Opbevaring:

Bør opbevares et koldt og tørt sted, beskyttet mod direkte sollys (4°C - 23°C). Brug ikke materialet efter udløbsdato.

### Råd og sikkerhedsforanstaltninger:

1. **Remin Pro** indeholder parabener, hydroxyd apatit (calcium og phosphate). Brug ikke i tilfælde af kendte allergier mod disse.
2. **Remin Pro** bør ikke bruges på patienter under 6 år, eller til hjemmebrug på patienter under 12 år.
3. Ved øjenkontakt: skyd øjnene med rindende vand og søg læge.
4. Stop straks behandlingen og søg omgående lægekontakt, hvis symptomer på angioedem eller hævelse af svælget, som en allergisk reaktion på **Remin Pro** skulle forekomme.

Vore præparer udvikles til brug inden for dentalområdet. Vores muntlige henholdsvis skriftlige anvisninger omkring om brug af vores præparer er afgivet uforbindende og i overensstemmelse med vores bedste viden. De bør imidlertid under alle omstændigheder selv forvirre Dem om, at præparatet er egnet til det påtænkte formål. Efter som anvendelsen af vore præparer ikke er underlagt vor kontrol, er denne udelukkende på Deregs eget ansvar. Vi garanterer naturligvis for, at kvaliteten af vore præparer opfylder eksisterende normer samt de standarder, som er fastlagt i vores generelle salgs- og leveringsbetingelser.



## Gebruiksaanwijzing

**Remin Pro** is een op water gebaseerde creme die hydroxylapatiet en fluor bevat (1.450 ppm natrium fluoride). **Remin Pro** is beschikbaar in de smaken melen, aardbeien en mint. **Remin Pro** zorgt voor een extra bescherming van de tanden en helpt hierbij om zuren van zuurvormende bacteriën in tandplak te neutraliseren.

Tevens ondersteund **Remin Pro** het neutraliseren van andere zuren in de mond.

### Indicatie:

- Na het bleken
- Na het professioneel reinigen van de tanden
- Voor preventie en controle van hypersensibiliteit
- Gedurende orthodontische behandeling

### Toepassing:

1. De inhoud van een SingleDose **Remin Pro** met de vinger of met een daarvoor geschikt instrument (tandenborstel of spatel) op de tanden aanbrengen en help hierbij om zuren van zuurvormende bacteriën in tandplak te neutraliseren.
2. De restante **Remin Pro** moet worden gedistribueerd in de mond, voor een optimaal effect moet **Remin Pro** en het speeksel minstens 3 minuten in de mond blijven.
3. O paciente deve cuspir a saliva e os restos de **Remin Pro**. Se possível, evitar enxaguar a boca. Após o tratamento, o paciente deve aguardar no mínimo 30 minutos antes de ingerir alimentos ou bebidas.

### Adequado também para o uso domiciliar, após a higiene oral.

### Armaazenamento:

### Cuidados e precauções:

1. Contém parabeno, flúor e hidroxilapatita (cálcio e fosfato). Não utilizar **Remin Pro** em caso de alergia a algum dos seus componentes.
2. Não se recomenda a aplicação em pacientes com menos de 6 anos nem o uso domiciliar para crianças com menos de 12 anos.
3. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e procurar auxílio médico.
4. Se surgirem sintomas de angioedema que possam estar associados a qualquer componente de **Remin Pro**, interromper imediatamente o tratamento e procurar auxílio médico.

### Ook voor thuisgebruik na het tandenpoetsen.

### Opslag:

Waren **Remin Pro** in een droge en koele omgeving, beschermen tegen direct zonlicht (4°C-23°C). Product na verloop van de houdbaarheidsdatum niet meer gebruiken.

### Voorzorgsmaatregelen:

1. Bevat parabene, fluoride en hydroxylapatiet (calcium en fosfaat). Bij allergie voor deze stoffen, **Remin Pro** niet toepassen.
2. Niet aanraden voor gebruik in patiënten jonger dan 6 jaar.
3. Niet oogcontact direct met veel water spoelen en een arts raadplegen.
4. Behandeling direct stoppen en medisch hulp zoeken bij symptomen van angio-oedeem die aan ingrediënten van **Remin Pro** toe te wijzen zijn.

### Käyttö:

1. Applikoit **Remin Pro** SingleDose blisterin sisältö hampaan pinnalle o ja sen jälkeen.
2. De overgebleven **Remin Pro** moet de tong in de mond verdelen, voor een optimaal effect moet **Remin Pro** en het speeksel minstens 3 minuten in de mond blijven.

### Ook voor thuisgebruik na het tandenpoetsen.

### Säilytys:

Säilytä **Remin Pro** viileässä, kuivassa paikassa ja suojaa välittömästi.

**Remin Pro** tarjoaa lisäsuojaa hampaille auttaen neutralisoimaan hampuja, plakin hoppuja muodostavissa bakteereissa.

**Remin Pro** helpottaa myös muiden hampaiden hampaisemista suussa.

### Myös kotikäytöön suuhygienian jälkeen.

### Varotoimenpiteet:

1. Applikoit **Remin Pro** SingleDose blisterin sisältö parabeenilla, fluoridilla ja hydroksidipatiittiä.
2. Lät patienten förläda ut resterande mängd **Remin Pro** i munnen med tunga. **Remin Pro** och saliven ska behållas i munnen så länge som möjligt för optimalt resultat (minimum 3 minuter).

3. Lät patienten spotta ut kvarvarande mängd. Undvik om möjligt att skölja munnen. Patienten ska vänta med att äta eller dricka i minst 30 minuter efter behandlingen.

### Även för hemanvändning efter tandrengöring.

### Förvaring:

Förvara **Remin Pro** svart och torrt, skyddat från direkt solljus (4°C - 23°C). Använd inte materialet efter utgångsdatum.

### Försiktighet:

1. **Remin Pro** innehåller paraben, fluorid och hydroxylapatit (kalium och fosfat). Använd inte vid kända allergier mot någon av ingredienserna.

2. Applicerar **Remin Pro** rekommenderas inte för patienter under 6 år eller för hemanvändning på barn under 12 år.

3. Vid kontakt med ögon, spola grundigt med mycket vatten och kontakta läkare.

4. Avbryt omedelbart behandlingen och kontakta läkare om symptom på angioödem som kan hänpöras till ingredienserna i **Remin Pro** uppträder.

Tuotteemme on kehitetty hammashäintäkäytöön. Toimittamiemme tuotteiden käytössä koskevat suulliset ja/tai kirjalliset tiedot ovat käytössämme oleiden parhaiden tietojemme mukaan ja ne eivät ole velvoitavia. Antamme tiedot tai neuvoit eivät vapauta käyt



## Οδηγίες χρήσης

To Remin Pro είναι μια πάστα με βάση το νερό, η οποία περιέχει υδροϊανατίτη και φθόριο (1.450 ppm φθωρούχο νάτριου). Το Remin Pro διατίθεται στις εξής γεύσεις: πεπόνι, φράουλα και μέντα. Το Remin Pro παρέχει έξτρα προστασία στα δοντά και χάρη σε αυτό, βοηθάει στην εξουδετέρωση των οξεών της βακτηριδιακής πλάκας. Το Remin Pro επιπλέον ευρευτεί την εξουδετέρωση και άλλων οξεών του στόματος.

### Ενδείξεις:

- Μετά από λεύκανση δοντιών
- Μετά από επαγγελματικό καθαρισμό δοντιών
- Για την αποφυγή και τον έλεγχο υπερευαισθησίας
- Κατά την ορθοδοντική θεραπεία

Наши препараты разработаны для использования в стоматологии. Поскольку речь идет о применении поставляемых нами препаратов, наши устные и/или письменные указания, а также наша консультация, являются абсолютно честными и ни к чему не обязывающими. Наши указания и/или консультация не избавляют вас от того, чтобы проверять поставляемые нами препараты на их пригодность к использованию в задуманных целях. Поскольку применение наших препаратов проводится без нашего контроля, ответственность за это ложится исключительно на вас. Разумеется, мы гарантируем соответствие качества наших материалов действующим нормам, доставку и условия торговли - установленным стандартам.



## Ulotka informacyjna

**Remin Pro** to oparty na wodzie krem zawierający hydroksyapatyt i fluoruki (1.450 ppm fluoru sodu). Dostępny jest w następujących smakach: melonowym, truskawkowym i miętowym.  
**Remin Pro** zapewnia zebom dodatkową ochronę, a przez to pomaga neutralizować znajdującej się w jamie ustnej kwasy, zarówno to tworzące przez bakterie znajdujące się w płytkie nazebnej, jak i te niegenowe pochodzenia.

### Wskazania:

- Po wybielaniu zębów
- Po profesjonalnym czyszczeniu zębów
- Zapobieganie i kontrola nadwrażliwości zębów
- Podczas leczenia ortodontycznego

### Sposób użycia:

1. Przy pomocy palca lub odpowiedniego narzędzia (szczoteczka do zębów, waci) nanieś i równomiernie rozprowadź na powierzchni zębów zawartość jednego opakowania SingleDose Remin Pro.
2. Pozostała ilość preparatu Remin Pro pacjent powinien rozprowadzić w jamie ustnej przy pomocy języka. Optymalny efekt uzyskuje się pozostawiając preparat Remin Pro i ślinie możliwie dugo w jamie ustnej (przez co najmniej 3 minuty).
3. Reszta preparatu wypłynie. Nie plukaj jamy ustnej jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Pacjent powinien powstrzymać się od jedzenia i picia przez co najmniej 30 minut po leczeniu.

**Remin Pro może być również stosowany w domu po uprzednim szczotkowaniu zębów.**

### Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (4°C - 23°C). Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Nie stosować po upływie terminu ważności.

### Środki ostrożności:

1. Zawiera paraben, fluor i hydroksyapatyt (wapiń i fosforany). Nie stosować u osób z rozpoznana alergią na ktrykoliwek składnik.
2. Nie zaleca się stosowania preparatu Remin Pro u pacjentów poniżej 6 roku życia. Nie stosować w warunkach domowych u dzieci poniżej 12 roku życia.
3. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać dokładnie wodą i zgłosić się do lekarza.
4. W przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczyniowo-ruchowego, który móglby być wynikiem reakcji na składniki preparatu Remin Pro, natychmiast przerwać leczenie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

**Remin Pro może być również stosowany w domu po uprzednim szczotkowaniu zębów.**

Ta paraoskuśamata mał dymisiorużymka gya oboniatyriku xropti. "Osoñ aforo stony eparmuoyi i xropti ton proiowntow ma, oñ pliroforieis poñ diontowtai eivai basomineus stony poluwesti gwnypti maç, iñ den eivai upxorewakos. Oñ pliroforieis kai oñ sumboñtewa maç den aponkoleon tñ dñkñ asz Eeetap iñ dñkñ iñ tñm proiowntow tñs. "Omañ gya oñ apoiadpote dñkñ iñ gñtetañ xropti tñ dñkñ maç elxogu. iñ euñtñ eivai aponkoleistik tñ hñptop. Fuxiak, egnymasate gya tñ pñiñtata ton paraoskuśamata maç sumboñtewa me tñs upxroñouñ rymisces iñ análoge me tñs kañboñtewouñ gñvñkñs ñroñs pñwlopti iñ dñkñ.



## Ремин Про (Remin Pro)

### Инструкция по применению

Ремин Про – это крем на водной основе, содержащий гидроксиапатит и фтор (1.450 ppm фторида натрия). Ремин Про представлен в трех вкусовых вариантах: дыня, клубника и мята. Ремин Про создает условия для экстренной защиты зубов, помогая при этом нейтрализовать кислоты в налете, которые вырабатываются кислотопродуцирующими бактериями. Кроме того, Ремин Про дополнительно оказывает поддержку в полости рта при нейтрализации кислот другого происхождения.

### Показания:

- После процедуры отбеливания
- После профилактики
- Профилактика и контроль развития гиперестезии
- Во время ортодонтического лечения

### Способ применения:

1. Содержимое УниДозы Ремин Про пальцем или подходящим инструментом (зубная щетка, ватный тампон) нанести на зубы и равномерно распределить по поверхности.
2. Оставшийся Ремин Про нужно распределить в полости рта языком; для достижения оптимального результата Ремин Про и сплюнка должны находиться во рту как можно дольше (минимум 3 минуты).
3. Затем остатки препарата сплюнуть, при этом, по возможности, пот не попоскать. Употребление пищи и питья разрешается минимум через 30 минут после проведения процедуры.

Препарат показан также для домашнего использования после чистки зубов.

### Хранение:

Хранить в прохладном, сухом месте, защищенным от прямых солнечных лучей (4°C - 23°C). После истечения срока годности препарат больше не применять.

### Меры предосторожности:

1. Содержит парабены, фтор и гидроксиапатит (кальций и фосфат). При наличии у пациента аллергии на один из компонентов следует отказаться от использования данного препарата.
2. Не рекомендуется использование у детей до 6 лет, а также назначение на дом детям до 12 лет.
3. При попадании в глаза сразу же промыть проточной водой и обратиться за медицинской помощью.
4. При появлении симптомов сосудистого отека, что могло быть спровоцировано одним из компонентов Ремин Про, немедленно прервать дальнейшее лечение и обратиться к врачу.

**Upozornění:**  
1. Remin Pro obsahuje paraben, fluorid a hydroxyapatit (vápník a fosfát). Neporužujte v případě prokázaných alergií na nekterou z těchto složek.

2. Remin Pro se nedoporučuje používat u pacientů mladších 6 let nebo v případě domácího používání u dětí mladších 12 let.
3. V případě zasažení očí, očí dobre vypláchněte proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
4. V případě příznaku angioedému, které mohou složky Remin Pro způsobit, okamžitě přerušte oseření a vyhledejte lékařskou pomoc.

Naše preparaty jsou vyvinuté pro použití v zubním lékařství. Příslušné informace o použití - ústní/psané jsou podány podle našich nejlepších znalostí, nicméně nezávazně. Na naše informace/návod se nemůžete odvolávat v případě použití za jiným účelem, než je uvedeno v návodu. Užívání našich preparátů je plně zodpovědné za jejich správnou aplikaci. Zaručujeme samozřejmě kvalitu našich preparátů v souladu se stávajícimi standardy a našimi obecnými dodacími a prodejními podmínkami.

### Használati utasítás

A Remin Pro egy vizes alapú krém, mely tartalmaz hydroxyapatit és fluoridot (1450 ppm nátrium-fluorid). A Remin Pro a következők zebben kapható: sárgadinnye, eper és mentol. A Remin Pro extra védelmet ad a fogaknak és mivel ezt teszi segít semlegesíteni a savat a lepe-dekben található sav-formáló baktériumokban. A Remin Pro lehetővé teszi még más savak semlegesítését a szájban.

### Felhasználás:

1. Przy pomocy palca lub odpowiedniego narzędzia (szczoteczka do zębów, waci) nanieś i równomiernie rozprowadzić na powierzchni zębów zawartość jednego opakowania SingleDose Remin Pro.
2. Pozostała ilość preparatu Remin Pro pacjent powinien rozprowadzić w jamie ustnej przy pomocy języka. Optymalny efekt uzyskuje się pozostawiając preparat Remin Pro i ślinie możliwie dugo w jamie ustnej (przez co najmniej 3 minuty).
3. Reszta preparatu wypłynie. Nie plukaj jamy ustnej jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Pacjent powinien powstrzymać się od jedzenia i picia przez co najmniej 30 minut po leczeniu.

**Remin Pro może być również stosowany w domu po uprzednim szczotkowaniu zębów.**

### Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (4°C - 23°C). Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Nie stosować po upływie terminu ważności.

### Środki ostrożności:

1. Zawiera paraben, fluor i hydroksyapatyt (wapiń i fosforany). Nie stosować u osób z rozpoznana alergią na ktrykoliwek składnik.
2. Nie zaleca się stosowania preparatu Remin Pro u pacjentów poniżej 6 roku życia. Nie stosować w warunkach domowych u dzieci poniżej 12 roku życia.
3. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać dokładnie wodą i zgłosić się do lekarza.
4. W przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczyniowo-ruchowego, który móglby być wynikiem reakcji na składniki preparatu Remin Pro, natychmiast przerwać leczenie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

**Remin Pro może być również stosowany w domu po uprzednim szczotkowaniu zębów.**

### Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (4°C - 23°C). Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Nie stosować po upływie terminu ważności.

### Środki ostrożności:

1. Zawiera paraben, fluor i hydroksyapatyt (wapiń i fosforany). Nie stosować u osób z rozpoznana alergią na ktrykoliwek składnik.
2. Nie zaleca się stosowania preparatu Remin Pro u pacjentów poniżej 6 roku życia. Nie stosować w warunkach domowych u dzieci poniżej 12 roku życia.
3. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać dokładnie wodą i zgłosić się do lekarza.
4. W przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczyniowo-ruchowego, który móglby być wynikiem reakcji na składniki preparatu Remin Pro, natychmiast przerwać leczenie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

**Remin Pro może być również stosowany w domu po uprzednim szczotkowaniu zębów.**

### Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (4°C - 23°C). Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Nie stosować po upływie terminu ważności.

### Środki ostrożności:

1. Zawiera paraben, fluor i hydroksyapatyt (wapiń i fosforany). Nie stosować u osób z rozpoznana alergią na ktrykoliwek składnik.
2. Nie zaleca się stosowania preparatu Remin Pro u pacjentów poniżej 6 roku życia. Nie stosować w warunkach domowych u dzieci poniżej 12 roku życia.
3. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać dokładnie wodą i zgłosić się do lekarza.
4. W przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczyniowo-ruchowego, który móglby być wynikiem reakcji na składniki preparatu Remin Pro, natychmiast przerwać leczenie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

**Remin Pro może być również stosowany w domu po uprzednim szczotkowaniu zębów.**

### Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (4°C - 23°C). Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Nie stosować po upływie terminu ważności.

### Środki ostrożności:

1. Zawiera paraben, fluor i hydroksyapatyt (wapiń i fosforany). Nie stosować u osób z rozpoznana alergią na ktrykoliwek składnik.
2. Nie zaleca się stosowania preparatu Remin Pro u pacjentów poniżej 6 roku życia. Nie stosować w warunkach domowych u dzieci poniżej 12 roku życia.
3. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać dokładnie wodą i zgłosić się do lekarza.
4. W przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczyniowo-ruchowego, który móglby być wynikiem reakcji na składniki preparatu Remin Pro, natychmiast przerwać leczenie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

**Remin Pro może być również stosowany w domu po uprzednim szczotkowaniu zębów.**

### Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (4°C - 23°C). Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Nie stosować po upływie terminu ważności.

### Środki ostrożności:

1. Zawiera paraben, fluor i hydroksyapatyt (wapiń i fosforany). Nie stosować u osób z rozpoznana alergią na ktrykoliwek składnik.
2. Nie zaleca się stosowania preparatu Remin Pro u pacjentów poniżej 6 roku życia. Nie stosować w warunkach domowych u dzieci poniżej 12 roku życia.
3. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać dokładnie wodą i zgłosić się do lekarza.
4. W przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczyniowo-ruchowego, który móglby być wynikiem reakcji na składniki preparatu Remin Pro, natychmiast przerwać leczenie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

**Remin Pro może być również stosowany w domu po uprzednim szczotkowaniu zębów.**

### Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (4°C - 23°C). Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Nie stosować po upływie terminu ważności.

### Środki ostrożności:

1. Zawiera paraben, fluor i hydroksyapatyt (wapiń i fosforany). Nie stosować u osób z rozpoznana alergią na ktrykoliwek składnik.
2. Nie zaleca się stosowania preparatu Remin Pro u pacjentów poniżej 6 roku życia. Nie stosować w warunkach domowych u dzieci poniżej 12 roku życia.
3. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać dokładnie wodą i zgłosić się do lekarza.
4. W przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczyniowo-ruchowego, który móglby być wynikiem reakcji na składniki preparatu Remin Pro, natychmiast przerwać leczenie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

**Remin Pro może być również stosowany w domu po uprzednim szczotkowaniu zębów.**

### Przechowywanie: