

# Gebrauchsanweisung / Bedienungsanleitung

## Lagerungshilfen

### POSIMED®

Vor Einsatz der Lagerungshilfen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie die Warnhinweise!

#### Lieferumfang

- Lagerungshilfe POSIMED® mit PU-Bezug blau, Ultraschall verschweißte Nähte
- Bedienungsanleitung

#### Indikation / Kontraindikation

##### Indikation:

Behandlung und Prophylaxe von Druckgeschwüren und Dekubitus und zur Lagerung von Schmerzpatienten.

##### Kontraindikation:

keine

#### Anwendungsbereich

- Lagerungshilfen in verschiedenen Formen und Größen zur optimalen Lagerung im Einsatz in der Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung

#### Patientengewicht / Zul. Patientengewicht

- Für alle Patientengewichte geeignet.

#### Technische Daten

- Lagerungshilfe gefüllt mit Polypropylen-Mikroperlen


Neopolen	RG 13 – 17 kg/m <sup>3</sup>
----------	------------------------------

#### Abmessungen

diverse

#### Gewicht

0,2kg bis 1kg

Pflege und Wartung:	Institutionelle Pflege
Häusliche Pflege	Institutionelle Pflege
Während der Anwendung	
✓ Wischdesinfektion des Bezuges (nur DGHM gelistete Produkte)	✓ Wischdesinfektion des Bezuges (nur DGHM gelistete Produkte)
 <b>Patientenwechsel</b>	
✓ Mindestens Wischdesinfektion des Bezuges (nur DGHM gelistete Produkte)	✓ Wischdesinfektion des Bezuges (nur DGHM gelistete Produkte)
✓ autoklavieren gem. Bedingungen des RKI	✓ Autoklavieren (nur bei meldepflichtigen Krankheiten und Krankheitserregern nach §6 IfSG und §7 IfSG) gem. Bedingungen des RKI
	

#### Technische Sicherheit

- Prüfung nach DIN EN 597 I und II Schwerentflammbarkeit

#### Prüfung auf toxikolog. Unbedenklichkeit / Biokompatibilität

- DIN EN ISO 10993-5 ; DIN EN ISO 10993-1

#### Vorbereiten des Systems für den Einsatz

- Entnehmen Sie die Lagerungshilfe aus der Verpackung!

#### Das System ist jetzt einsatzbereit.

#### Warnhinweise

Keine

#### Garantieleistung / Gewährleistung

- Die gesetzliche Garantie beträgt 6 Monate und die gesetzliche Gewährleistung beträgt 2 Jahre. Erweiterte Garantiebedingungen ergeben sich aus den Produktbeschreibungen.

#### Bezeichnung

Lagerungshilfe POSIMED®

#### Hersteller im Sinne des MPG

Fa. Funke-Medical AG  
 Ährenfeld 10  
 46348 Raesfeld  
 Tel.: (+49) 2865/266 93 50  
 Fax: (+49) 2865/8133  
[info@funke-medical.de](mailto:info@funke-medical.de)  
[www.funke-medical.de](http://www.funke-medical.de)

RKI = Robert-Koch-Institut  
 DGHM = deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie

**User manual / Instruction for use**  
**Positioning Aids**  
**POSIMED®**

Please read the instructions and notes on safety carefully before using the systems to ensure safe operation!

**Scope of delivery**

- Positioning Aid POSIMED® with blue PU cover and welded seams, user manual

**Indications / Contraindications**

- Indications: Therapy and prophylaxis of pressure ulcers and positioning of pain patients.
- Contraindication: None

**Range of application**

- Positioning aids in various shapes and sizes to ensure an optimal positioning for the decubitus prophylaxis and therapy support.

**Patient weight**

- Suitable for all patient weights

**Technical data**

- Positioning aid filled with polypropylene microbeads

Neopolen	Density 13 – 17 kg/m <sup>3</sup>
----------	-----------------------------------

**Dimensions**

- Various shapes and sizes

**Weight**

- 0,2 kg to 1 kg

Cleaning and maintenance	
Homecare	Clinical use
<b>While using</b>	
Cover disinfection by wiping	Cover disinfection by wiping
<b>After changing the patient</b>	
Cover disinfection by wiping	Cover disinfection by wiping
Cover disinfection by wiping	Autoclaving

**Technical safety / Flame retardancy**

- DIN EN 597 I + II Flame retardancy

**Toxicological Test / Biocompatibility**

- DIN EN ISO 10993-5 ; DIN EN ISO 10993-1

**Preparing the system for use**

- Remove the positioning aid from the package!

⇒ The system is ready for use now.

**Warnings**

- None

**Guaranty / Warranty**

- The statutory guaranty is 6 months and the statutory warranty is 2 years. Extended guaranty conditions can be found in the product descriptions.

**Product name**

- Positioning aid POSIMED®

**Manufacturer according to the MPG (German Medical Devices Act)**

Funke-Medical AG  
 Ährenfeld 10  
 46348 Raesfeld  
 Tel.: (+49) 2865/266 93 50  
 Fax: (+49) 2865/8133  
[info@funke-medical.de](mailto:info@funke-medical.de)  
[www.funke-medical.de](http://www.funke-medical.de)